

MacoMask

Masque chirurgical
haute filtration
fixation auriculaire



REF ZZC0S2EU 

Fabrication française

DESRIPTIF

Masque chirurgical haute filtration

Trois plis

Forme pliable

Fixation auriculaire

Sans latex

Durée d'utilisation : 4 heures maximum

Dimensions du masque : 12,8 x 23 cm (H x L)

CONFORMITES

Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993

NF EN 14683 de mars 2006

EMBALLAGE

Boîte : 14,85 x 12,85 x 13 cm (L x l x H)

Carton : 53,4 x 31,6 x 28 cm (L x l x H)

CONDITIONNEMENT

100 masques par boîte

16 boîtes par carton

MATERIAUX

Trois couches de polypropylène


Type d'assemblage : soudure par ultrasons

PEREMPTION


4 ans à compter de la date de fabrication

CONDITIONS DE STOCKAGE

Pourcentage
maximum
d'humidité :



Plage de
températures :



CRITERES DE PERFORMANCES

Masque chirurgical, type II

EFB (Efficacité de Filtration Bactérienne) $\geq 99,8\%$,
taille moyenne des bactéries = $3,0 \pm 0,3 \mu\text{m}$

Pression différentielle = $(2,0 \pm 0,1) \text{mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$
soit $(19,5 \pm 1,5) \text{Pa}$

Selon rapport 374775B du 15 Mai 2007
(Nelson Laboratories)



www.macopharma.com
rue Lorthois - F-59420 Mouvaux
Tél +33 (0)3 59 03 44 00
Fax +33 (0)3 59 03 44 01

